

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15465

Número de artículo: CM0013887



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana Sonic Hedgehog (Shh). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Para investigación sobre patrón de desarrollo, señalización de hedgehog y función de morfógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Especie	Humana
GeneID	6469
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 231-330 de Sonic Hedgehog (Shh) humano (NP_000184.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q15465
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo