

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15465

Número de artículo: CM0025931



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el Sonic Hedgehog (Shh) humano, adecuado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización del desarrollo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Sonic Hedgehog (Shh) pAb de Conejo                                                                                                |
| Observaciones/Alias | TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de Gen (Humano)  | 6469                                                                                                                              |
| ID de Gen           | 6469                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del Sonic Hedgehog (Shh) humano (NP_000184.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q15465                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |