

Anticuerpo Monoclonal Anti-Deshidrogenasa De Sorbitol Para Wb, Elisa - Q00796

Número de artículo: CM0006948



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-deshidrogenasa de sorbitol (SORD) preciso y validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Para estudios de la vía de los polioles, complicaciones diabéticas y metabolismo.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	mAb de conejo contra la deshidrogenasa de sorbitol
Observaciones/alias	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Deshidrogenasa de sorbitol
Especie	Humano
GeneID (humano)	6652
GeneID	6652
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la deshidrogenasa de sorbitol humana (NP_003095.2)
Fuente	Con pelo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q00796
Peso proteico	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo