


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sorl1 Para Wb, Elisa - Q92673

Número de artículo: CM0013835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SORL1 humano (Q92673), validado para Western blot y ELISA. El receptor relacionado con sortilina es un receptor de clasificación multiligando involucrado en el tráfico de APP y la enfermedad de Alzheimer, por lo que este anticuerpo es ideal para investigación en neurociencia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SORL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LR11; LRP9; SORLA; gp250; SorLA-1; C11orf32; SORL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6653
GeneID	6653
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2065-2214 de SORL1 humano (NP_003096.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92673
Peso proteico	248kDa
Envío	Bolsa de hielo