


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sort1 Para Wb Y Elisa - Q99523

Número de artículo: CM0027046



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la sortilina humana (SORT1). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de tráfico proteico, clasificación lisosomal, señalización por neurotensina y regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SORT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NT3; Gp95; NTR3; LDLCQ6; SORT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6272
GeneID	6272
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 785-823 de la SORT1 humana (NP_002950.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99523
Peso molecular de la proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo