


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sorting Nexin-5 (Snx5) Para Ihc-P Y Elisa - Q9Y5X3

Número de artículo: CM0003798



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la nexina de clasificación 5 (SNX5) humana, validado para inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Detecta SNX5 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la tráfico endosomal mediada por retromero y las vías de degradación de EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SNX5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SNX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27131
GeneID	27131
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-12aa de la SNX5 humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5X3
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo