


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sos1 Para Wb Y Elisa - Q07889

Número de artículo: CM0026961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SOS1 humano (homólogo 1 de Son of sevenless). Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de Ras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GF1; HGF; NS4; GGF1; GINGF; SOS-1; SOS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6654
GeneID	6654
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1034-1333 de SOS1 humano (NP_005624.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07889
Peso de la proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo