

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sost Para Wb Y Elisa - Q9Bqb4

Número de artículo: CM0019015



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la esclerostina humana (SOST), validado para Western blot y ELISA. La esclerostina es un regulador negativo del crecimiento óseo mediante la inhibición de la vía de señalización Wnt, por lo que este anticuerpo es adecuado para la investigación de la remodelación ósea y la osteoporosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOST Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SOST; CDD; DAND6; SOST1; VBCH; esclerostina
Especie	Humano
ID del gen	50964
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-213 de la SOST humana (NP_079513.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BQB4
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo