

Anticuerpo Policlonal Anti-Sost De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Bqb4

Número de artículo: CM0027470



Introducción

SOST Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal contra la esclerostina, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de crecimiento óseo y señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOST Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDD; VBCH; DAND6; SOST1; SOST
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	50964
ID del Gen	50964
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-213 de SOST humano (NP_079513.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BQB4
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo