

Anticuerpo Policlonal Anti-Sostdc1 Para Wb, Elisa - Q6X4U4

Número de artículo: CM0022776

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SOSTDC1 humano (USAG-1, ectodina), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Una herramienta para estudiar la señalización BMP/Wnt y la biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SOSTDC1
Observaciones/Alías	DAND7; USAG1; CDA019; ECTODIN; SOSTDC1
Especie	Humano
ID del Gen	25928
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 115-206 de SOSTDC1 humano (NP_056279.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6X4U4
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo