

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sox1 Para Wb, Elisa - 000570

Número de artículo: CM0007492

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SOX1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Fabricado a partir de inmunógeno de proteína de fusión recombinante (aa 1-100). Ideal para estudios de diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SOX1; SRY-box 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6656
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SOX1 humano. (NP_005977.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000570
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo