

Anticuerpo Policlonal Anti-Sox1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000570

Número de artículo: CM0030770

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra SOX1 humano, validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del desarrollo neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOX1 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	SOX1; SRY-box 1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6656
ID de Gen	6656
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 292-391 del SOX1 humano (NP_005977.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000570
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo