

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sox10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56693

Número de artículo: CM0005293

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-SOX10 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la mielinización del SNC y la regulación transcripcional. P56693.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX10 Rabbit mAb
Notas/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6663
GeneID	6663
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del SOX10 humano (P56693).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56693
Peso de la proteína	31 kDa/50 kDa
Envío	Bolsa de hielo