


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sox11 Para Wb Y Elisa - P35716

Número de artículo: CM0006561



Introducción

CamelBio ofrece este mAb de Conejo SOX11 para WB y ELISA; detecta humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de factores de transcripción y biología del desarrollo. SWISS: P35716.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SOX11
Observaciones/Alias	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
Especie	Humano
GeneID (humano)	6664
GeneID	6664
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SOX11 humano (NP_003099.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35716
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo