

Anticuerpo Policlonal Anti-Sox13 Para Wb Y Elisa - Q9Un79

Número de artículo: CM0022483

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SOX13 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación transcripcional, diabetes y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SOX13; ICA12; Sox-13; SRY-box 13
Especie	Humano
GeneID	9580
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 525-600 de SOX13 humano (NP_005677.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UN79
Peso molecular	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo