

Anticuerpo Policlonal Anti-Sox13 Para Wb, Elisa - Q9Un79

Número de artículo: CM0017128

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SOX13 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la regulación de la transcripción y la señalización WNT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX13 Rabbit pAb
Observaciones/alias	ICA12; Sox-13; SOX13
Especie	Humano
GeneID (humano)	9580
GeneID	9580
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9UN79
Peso molecular de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo