

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sox17 Para Wb, Elisa - Q9H6I2

Número de artículo: CM0021765



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SOX17 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre la regulación de la transcripción, el desarrollo embrionario y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VUR3; SOX17
Especie	Humano
GenelD (humano)	64321
GenelD	64321
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 343-414 de SOX17 humano (NP_071899.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H6I2
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo