

Anticuerpo Policlonal Anti-Sox18 Para Wb, Elisa - P35713

Número de artículo: CM0022192

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SOX18 humano, adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para investigación del desarrollo cardiovascular y la linfangiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX18 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HLTS; HLTRS; SOX18
Especie	Humano
GenelD (humano)	54345
GenelD	54345
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 1-100 de SOX18 humano (NP_060889.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P35713
Peso molecular de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo