


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sox2 Para Wb, If-F, Elisa - P48431

Número de artículo: CM0003553



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SOX2 validado para WB, IF-F y ELISA. Detecta SOX2 humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de pluripotencia de células madre y desarrollo neural. P48431.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOX2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ANOP3; MCOP53; SOX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6657
GeneID	6657
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SOX2 humano (NP_003097.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P48431
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo