


Anticuerpo Policlonal Anti-Sox2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P48431

Número de artículo: CM0017432



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SOX2 humano (P48431), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo y células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOX2 pAb Conejo
Observaciones/Alias	ANOP3; MCOP53; SOX2
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6657
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de SOX2 humano (NP_003097.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48431
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo