


Anti-Sox2 Polimab® De Conejo Para Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P48431

Número de artículo: CM0002640



Introducción

SOX2 PolimAb® de conejo (P48431) – validado para WB, IP, IF, IHC-P, ChIP, ELISA en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación de células madre, desarrollo neural y estudios de pluripotencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX2 PolimAb® de conejo
Observaciones/Alias	ANOP3; MCOP53
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6657
GeneID	6657
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48431
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo