


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sox30 Para Wb, Elisa - 094993

Número de artículo: CM0018284



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SOX30 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta SOX30 humana, de ratón y de rata (aprox. 82 kDa). Ideal para estudios sobre regulación transcripcional, espermiogénesis y señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SOX30
Observaciones/Alias	SOX30
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	11063
ID de gen	11063
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 604-753 de la SOX30 humana (NP_848511.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94993
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo