

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sox30 Para Wb, Elisa - Q8Cgw4

Número de artículo: CM0015139

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SOX30, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de espermiogénesis, señalización Wnt y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOX30 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SOX30
Especie	Ratón
GeneID (humano)	11063
GeneID	214105
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de SOX30 de ratón (NP_775560.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8CGW4
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo