

Anticuerpo Policlonico Anti-Sox5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35711

Número de artículo: CM0026773

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a SOX5 humano, apto para western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre condrogénesis y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOX5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Especie	Humano
GeneID	6660
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-120 de SOX5 humano (NP_694534.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35711
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo