

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sox5 Para Wb, Elisa - P35711

Número de artículo: CM0006446

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo SOX5 es adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, lo que permite estudiar la diferenciación de condrocitos mediada por SOX5 y el desarrollo del cartílago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOX5 Conejo mAb
Observaciones/Alias	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Especie	Humano
ID del Gen	6660
Inmunógeno	Un péptido sintético que corresponde a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SOX5 humano. (NP_008871.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P35711
Peso Molecular de la Proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo