

Anticuerpo Policlonal Anti-Sox6 Para If/Icc Y Elisa - P35712

Número de artículo: CM0023685

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el factor de transcripción humano SOX6, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Ideal para el estudio de procesos de condrogénesis, neurogénesis y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOX6 Rabbit pAb
Notas / Alias	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Especie	Humano
ID del Gen	55553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-74 de PML humano (NP_001139291.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35712
Peso Molecular	92kDa
Envío	Bolsa de hielo