

Anticuerpo Policloonal De Conejo Anti-Sox6 Para Wb, Elisa - P35712

Número de artículo: CM0029111

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra SOX6 validado para aplicaciones WB y ELISA. Detecta la proteína SOX6 de humano, ratón y rata (92 kDa), un factor de transcripción clave en el desarrollo. Úselo para investigaciones sobre neurogénesis y condrogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra SOX6
Observaciones/Alias	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55553
GeneID	55553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-74 de SOX6 humano (NP_001139291.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35712
Peso de la Proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo