

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sox9 Para Wb - P48436

Número de artículo: CM0003604



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el factor de transcripción humano SOX9, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata; ideal para investigación de condrogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | SOX9 Rabbit mAb                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                        |
| ID del gen (Humano) | 6662                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 169-300 de SOX9 humano (P48436). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                           |
| SWISS               | P48436                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 56kDa                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                |