

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sp1 Para Ihc-P, Elisa - P08047

Número de artículo: CM0030198



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SP1 validado para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudiar regulación de la transcripción, remodelación de la cromatina y biología del cáncer. Herramienta de alta calidad para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SP1
Observaciones/Alias	SP1
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	6667
ID del Gen	6667
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 581-680 del SP1 humano (NP_612482.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08047
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo