

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08047

Número de artículo: CM0013912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al factor de transcripción SP1 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta SP1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación sobre el crecimiento celular, la apoptosis y la remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6667
ID de Gen	6667
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-620 del SP1 humano (NP_612482.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08047
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo