


Anticuerpo Policlonal Anti-Sp100 Para Wb Y Elisa - P23497

Número de artículo: CM0026366



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SP100 para Western blot y ELISA, reactivo con humanos y ratón. Adecuado para la investigación de cuerpos nucleares PML, la coactivación transcripcional con ETS1 y la regulación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra SP100
Notas/Alias	lysp100b; SP100
Especie	Humano
GeneID (humano)	6672
GeneID	6672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 181-480 de SP100 humano (NP_001193631.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P23497
Peso de la Proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo