

Anticuerpo Policlonal Anti-Sp2 Para Wb, Elisa - Q02086

Número de artículo: CM0019766

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de transcripción SP2 humano (~65 kDa). Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SP2 Rabbit pAb
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6668
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-331 de la SP2 humana (NP_003101.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q02086
Peso de la Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo