

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02447

Número de artículo: CM0015644

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce SP3 humano, de ratón y de rata (Factor de transcripción Sp3). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Adecuado para el estudio de la regulación transcripcional, el control del ciclo celular y la dinámica de la expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPR2; SP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6670
GeneID	6670
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02447
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo