

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sp7 (Osterix) Para Wb, Elisa - Q8Tdd2

Número de artículo: CM0019587

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SP7 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce SP7/osterix humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción clave para la diferenciación de osteoblastos. Ideal para investigación en biología ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SP7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OSX; OI11; OI12; osterix; SP7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	121340
GeneID	121340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 333-376 de SP7 humano (NP_001166938.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDD2
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo