

Anticuerpo Policlonico Anti-Spag11A Para Wb, Elisa - Q6Pda7

Número de artículo: CM0020241

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPAG11A humana, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Dirigido a una defensina antimicrobiana secretada esencial para la maduración espermática y la defensa del tracto reproductor masculino.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPAG11A Rabbit pAb
Notas/Alias	HE2; EDDM2A; SPAG11A
Especie	Humana
GeneID (humana)	653423
GeneID	653423
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de SPAG11A humana (NP_478108.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6PDA7
Peso Molecular	14kDa
Envío	Bolsa de hielo