

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spag6 Para Wb Y Elisa - 075602

Número de artículo: CM0027113

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína SPAG6 humana, un antígeno asociado al espermatozoide esencial para la motilidad flagelar. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigación en biología reproductiva y ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPAG6 Rabbit pAb
Notas/Alias	pf16; CT141; FAP194; CFAP194; Repro-SA-1; SPAG6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9576
GeneID	9576
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-290 de la SPAG6 humana (NP_758442.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	075602
Peso molecular de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo