

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spag8 Para Wb Y Elisa - Q99932

Número de artículo: CM0025393



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SPAG8 validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige al antígeno 8 asociado a espermatozoides, una proteína ciliar implicada en la motilidad y la espermatogénesis. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	SPAG8 Rabbit pAb
Notas / Sinónimos	SMP1, BS-84, CT142, HSD-1, SPAG3, CILD28, hSMP-1, SPAG8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	26206
ID del gen	26206
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-420 de la SPAG8 humana (NP_758516.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99932
Peso molecular de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo