


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Spam1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38567

Número de artículo: CM0006310



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-SPAM1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para SPAM1 humana (hialuronidasa PH-20), presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación sobre adhesión espermato-óvulo y fertilización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-SPAM1 de conejo
Abreviaturas / Sinónimos	HYA1; PH20; HYAL1; HYAL3; HYAL5; PH-20; SPAG15; HEL-S-96n; SPAM1
Especie	Humana
ID del gen	6677
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-223 de SPAM1 humana (NP_694859.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P38567
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo