


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P38567

Número de artículo: CM0023218



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la hialuronidasa humana SPAM1 (PH20). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para investigación en biología reproductiva y fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPAM1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HYA1, PH20, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15, HEL-S-96n, SPAM1
Especie	Humano
ID del Gen	6677
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-300 de SPAM1 humano (NP_003108.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38567
Peso Proteico	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo