

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sparc Para Ihc-P, Elisa - P09486

Número de artículo: CM0020698



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SPARC humano (Osteonectina, BM-40). Validado para inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA; adecuado para la tinción de tejidos y ensayos cuantitativos en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPARC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6678
GeneID	6678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-303 del SPARC humano (NP_003109.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09486
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo