

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sparcl1 Para Wb Y Elisa - Q14515

Número de artículo: CM0021840



Introducción

Anticuerpo policlonal de alta calidad contra SPARCL1 humano (Hevin, MAST9). Validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPARCL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SC1; MAST9; PIG33; MAST 9; SPARCL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8404
GeneID	8404
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-300 del SPARCL1 humano (NP_004675.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14515
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo