

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spata4 Para Wb Y Elisa - Q8Ney3

Número de artículo: CM0029587

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SPATA4 validado para WB y ELISA, que reconoce SPATA4 (35 kDa) de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de apoptosis y espermatogénesis en tejido testicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPATA4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAP178; SPEF1B; TSARG2; CFAP178; SPATA4
Especie	Humano
GenelD	132851
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la SPATA4 humana (NP_653245.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NEY3
Peso molecular de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo