

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spc24 Para Wb Y Elisa - Q8Nbt2

Número de artículo: CM0024675



Introducción

Valide el papel de SPC24 en el ensamblaje del cinetocoro y la segregación cromosómica con este anticuerpo policlonal de conejo. Apto para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con SPC24 humano y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SPC24 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SPBC24; SPC24
Especie	Humano
GeneID (humano)	147841
GeneID	147841
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-197 de SPC24 humano (NP_872319.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NBT2
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo