

Anticuerpo Policlonal Anti-Spc25 Para Wb, Elisa - Q9Hbm1

Número de artículo: CM0015953



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SPC25 humano (proteína del cinetocoro Spc25), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación sobre segregación cromosómica, mitosis y función del cinetocoro. Swiss-Prot Q9HBM1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPC25 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AD024; SPBC25; hSpc25; SPC25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57405
GeneID	57405
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-224 del SPC25 humano (NP_065726.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBM1
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo