

Anticuerpo Policlonal Anti-Spdef Para Wb, Elisa - 095238

Número de artículo: CM0023936



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPDEF humano, validado por WB y ELISA. Detecta una banda de 38 kDa y es adecuado para la investigación del cáncer de próstata y estudios del promotor del antígeno específico de próstata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPDEF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	25803
ID de gen	25803
Inmunógeno	Péptido sintético, aa 1-100 de SPDEF humano (NP_036523.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	095238
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo