

Anticuerpo Policlonal Anti-Spdef De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95238

Número de artículo: CM0016471



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPDEF humano (PDEF, factor de transcripción Ets que contiene el dominio SAM puntual). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para investigación de cáncer de próstata y tejido epitelial regulado por hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPDEF Conejo pAb
Observaciones/Alias	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Especie	Humano
GeneID (humano)	25803
GeneID	25803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-335 de SPDEF humano (NP_036523.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O95238
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo