

Anticuerpo Policlonal Anti-Specc1L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yq0

Número de artículo: CM0019478

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SPECC1L humano (Cytospin-A). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar la citocinesis, la organización del huso y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPECC1L Rabbit pAb
Observaciones/alias	TBHS; CYTSA; GBBB2; TBHS1; OBLFC1; SPECC1L
Especie	Humano
ID del gen	23384
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-500 de SPECC1L humano (NP_056145.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q69YQ0
Peso de la proteína	125 kDa
Envío	Bolsa de hielo