

Anticuerpo Policlonal Anti-Spem1 Para Wb, Elisa - Q8N4L4

Número de artículo: CM0028209

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SPEM1 humano (C17orf83), validado para WB y ELISA. Detecta una proteína de membrana/citoplasma esencial para la eliminación del citoplasma del espermátide durante la espermatogénesis. Reacciona de forma cruzada con rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPEM1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	C17orf83; SPEM1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	374768
ID de Gen	374768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 203-309 de SPEM1 humano (NP_955371.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8N4L4
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo