


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sintasa De Espermina Para Wb, Elisa - P52788

Número de artículo: CM0011767



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Sintasa de espermina (SMS) humana, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta especies humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la biosíntesis de poliaminas y trastornos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Sintasa de espermina
Observaciones/Alias	SRS; SpS; MRSR; SPMSY; MRXSSR; Sintasa de espermina
Especie	Humana
ID del gen	6611
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la Sintasa de espermina humana (P52788).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P52788
Peso proteico	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo