


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spermina Sintasa (Sms) Para Wb Y Elisa - P52788

Número de artículo: CM0027153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la espermina sintasa humana (SMS). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y ratón. Esencial para la investigación de la biosíntesis de poliaminas y el neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SRS, SpS, MRSR, SPMSY, MRXSSR, SMS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6611
GeneID	6611
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-366 del SMS humano (NP_004586.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52788
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo